

C30+

O C30+ alia todo o poder do ECG Digital TEB à portabilidade e autonomia de operação com bateria.

Pode ser utilizado conectado a um computador ou de forma autônoma.

Quando conectado a um computador, conta com todos os recursos do EGPCPC através de software incluso.

E ainda, quando utilizado de forma autônoma:

- ◆ Realiza impressão de 12 derivações (3 traçados por coluna) em papel térmico de 80mm, além de armazenar todos exames digitalmente.

- ◆ Possui ampla capacidade de memória interna, podendo gravar até 2000 exames.
- ◆ Autonomia da Bateria de 4 horas e meia de funcionamento contínuo ou 200 registros.
- ◆ Permite a seleção de modos de operação manual ou automática.

Dimensões: 240 x 290 x 90 mm
Número de registro na ANVISA:
10265690028

