

# CV10+

O cardioversor portátil CV10+ é prático e de fácil utilização.

Todos os modelos possuem as funções de desfibrilação, cardioversão e monitorização de ECG. Além disso, estão disponíveis, como opcionais, oxímetro de pulso, marcapasso transtorácico e registrador em papel térmico.

Controlado através de microprocessadores digitais. Trabalha alimentado por 100/220V (bivolt), 12V em bateria externa automotiva ou bateria e carregador internos.

O CV10+ possui autonomia de bateria interna para 4 horas de monitorização ou

40 aplicações de desfibrilador em energia máxima. Energia entregue selecionável de até 360J.

Pás adulto e infantil acopladas por encaixe.

As pás podem se encaixar no equipamento de duas formas: descanso e prontidão.

O CV10+ possui conexão USB para a visualização e arquivamento no computador dos últimos 20 eventos.

Software incluso.



**Dimensões:** 145 x 105 x 70 cm  
**Número de registro na ANVISA:**  
10265690018