

SP12

O SP12 para hemodinâmica conta com amplos recursos de revisão de sinais, zoom e medidas.

O SP12 para hemodinâmica conta com amplos recursos de revisão de sinais, zoom e medidas.

O polígrafo opera com dois vídeos independentes, resolução na tela de 1920 x 1080 pixels e a impressão laser em 1200 PPI.

O SP12 para hemodinâmica* possui 22 canais e 12 traços configuráveis. Dois canais de pressão com curvas instantâneas e médias simultâneas.

Medida de débito cardíaco e cálculos hemodinâmicos (permite o cálculo de resistências vasculares, shunt, índice de trabalho por batimento, débito cardíaco e área de valvas).

Capaz de gravar o procedimento completo. O software incluso permite ainda rever e reanalisar exames gravados em qualquer computador.

O arranjo de canais pode ser configurado previamente, bem como sensibilidades e filtros de acordo com a natureza ou fase do procedimento.



Dimensões: 145 x 105 x 70 cm

Número de registro na ANVISA:
10265690018

* Sem recursos para uso em estudos de eletrofisiologia.

www.teb.com.br