

# RF10

O gerador de rádio frequência RF10 é portátil e leve, facilitando seu transporte.

Controlado através de microprocessadores digitais, para procedimentos de ablação por cateter. É compatível com uma grande variedade de cateteres disponíveis no mercado, com sensores tipo termistor ou termopar.

O RF10 tem tela de cristal líquido que apresenta as curvas de potência, temperatura e impedância durante as aplicações, e informação digital do tempo de aplicação.

O equipamento possui potência máxima selecionável de 50 ou 100 Watts.

Comando por pedal. A aplicação é controlada automaticamente por potência ou temperatura.

Pode ser conectado ao computador via USB, para gravação, monitorização alternativa e impressão das curvas das aplicações. Software incluso permite visualizar, imprimir relatórios e arquivar eventos.

**Dimensões:** 22 x 14 x 33 cm

**Número de registro na ANVISA:**  
10265690016

