

SP12+

Hemodinâmica & Eletrofisiologia

O SP12 é um Sistema Eletromédico computadorizado para realização de procedimentos de Hemodinâmica e Eletrofisiologia desenvolvido com a mais avançada tecnologia.

O Polígrafo SP12+ possui amplos recursos de revisão de sinais, zoom e medidas, 47 canais, dos quais 20 são intracavitários, e 32 traços configuráveis.

O equipamento opera com dois vídeos independentes, com resolução FULL HD (no modo eletrofisiologia), e a impressão a laser em 1200 PPI.

O SP12+ conta com quatro canais de pressão com curvas instantâneas e médias. Medida de débito cardíaco e cálculos hemodinâmicos.

Conta com o exclusivo módulo Estimulador incorporado e programável.

Os filtros são configuráveis individualmente por canal.

A impressão e gravação pode ser por acionamento manual, contínuo ou sincronizado com o estimulador. É capaz de gravar o procedimento completo.

Disponível, sob consulta em versão portátil (somente para Eletrofisiologia).



Dimensões: 145 x 105 x 70 cm
Número de registro na ANVISA:
10265690022

www.teb.com.br